

Français

iCare HOME2

iCare HOME2
Guide rapide

Guide rapide

icare



Avant toute utilisation du tonomètre, lisez ce Guide rapide et regardez la vidéo de démonstration à l'attention des utilisateurs de HOME2. Suivez les instructions pas à pas.



Pour consulter les consignes de sécurité, lisez le chapitre 1 du mode d'emploi avant d'utiliser le tonomètre.

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser le tonomètre iCare HOME2, contactez votre professionnel de soins de santé.



PRÉCAUTIONS : Avant d'effectuer les mesures, réglez l'heure du tonomètre en fonction de votre fuseau horaire. Cette opération peut s'effectuer manuellement depuis les paramètres du tonomètre, ou automatiquement en connectant le tonomètre à l'application iCare PATIENT2 ou au logiciel iCare EXPORT.




Étape

Page


1	Mise en place des piles	5
2	Insertion de la sonde	6
3	Mise sous tension	7
4	Bonne position de mesure	8
5	Réglage des supports et positionnement du tonomètre	9
6	Mesure de la pression intraoculaire	11
7	Mesure de la pression intraoculaire en position couchée	13
8	Dépannage	15
9	Mise hors tension du tonomètre et élimination de la sonde	17

Éléments du tonomètre


4




- 1 Sonde
- 2 Base de la sonde
- 3 Support de la joue
- 4 Support du front
- 5 Bouton de mesure
- 6 Bouton de sélection
- 7 Écran
- 8 Couvercle des piles
- 9 Lanière
- 10 Applicateur de sonde
- 11 Tournevis Torx TX8




Les piles se trouvent dans la pochette de transport du tonomètre, sous la boîte de sondes.




Ouvrez le couvercle des piles à l'aide du tournevis.




Mettez les piles en place et refermez le couvercle.




N'utilisez jamais une sonde qui a été en contact avec la main, une table ou toute autre surface non stérile.



Placez l'applicateur de sonde sur la base de sonde.




Ouvrez l'emballage.




Retirez le bouchon.





AVERTISSEMENT : Pour éviter toute contamination, conservez les sondes non utilisées dans leur boîte. Ne touchez jamais une sonde directement. N'utilisez pas une sonde qui a touché une surface non stérile telle qu'une table ou le sol, par exemple.





Faites glisser la sonde du tube dans l'applicateur de sonde.






Retirez l'applicateur de sonde.



Appuyez sur  jusqu'à ce que l'appareil émette un bip. Le texte « Démarrer » s'affiche à l'écran.

Vous pouvez également appuyer sur  jusqu'à ce que l'appareil émette un bip. Appuyez alors à nouveau sur  pour accéder au mode de prise de mesures. Le texte « Démarrer » s'affiche à l'écran.




Le support du front A s'appuie sur le front et le support de la joue B sur la joue.


Regardez droit devant ; le tonomètre forme un angle de 90° par rapport à votre visage. La sonde se trouve à environ 5 mm de votre œil et est dirigée perpendiculairement vers le centre de votre œil.

Une lumière rouge visible dans la base de la sonde indique que le tonomètre est trop incliné vers le bas. Redressez votre posture et levez le menton.


Les instructions pour le positionnement du tonomètre sont indiquées dans la section suivante.



Avant la mesure, ajustez les supports du front et de la joue à la longueur adéquate. Commencez avec les supports réglés sur la longueur maximale.




Ne raccourcissez les supports que par paliers de deux clics pour éviter que le tonomètre ne s'approche trop de l'œil.




Placez le tonomètre contre votre visage et regardez dans la base de la sonde. Des cercles bleu et vert symétriques sur la base de la sonde confirment que la sonde est dirigée perpendiculairement vers le centre de votre œil.




AVERTISSEMENT : Seule la sonde doit toucher l'œil. Aucune autre partie du tonomètre ne doit être en contact avec votre œil. Ne tapez pas votre œil avec le tonomètre.




Si les cercles ne sont pas symétriques, la sonde n'est pas dirigée perpendiculairement vers le centre de votre œil. Corrigez la position du tonomètre.




Gardez les deux yeux ouverts. Couvrir l'œil non testé peut vous aider à voir les cercles plus clairement.




Raccourcissez les supports en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre de deux clics à la fois jusqu'à ce que vous ne voyiez qu'un cercle vert symétrique. Le tonomètre est à présent à la bonne distance par rapport à votre œil.




Commencez la prise de mesure lorsque vous ne voyez qu'un cercle vert symétrique. Appuyez une fois sur le bouton de mesure (▶). La sonde touche délicatement l'œil.




Un seul bip indique que la mesure est réussie. Continuez à prendre des mesures jusqu'à ce que l'appareil émette un long bip et que la lumière de la base de la sonde s'éteigne.




Si le témoin de la base de la sonde clignote en rouge et que vous entendez plusieurs bips, la mesure n'a pas réussi. Reportez-vous à la section **Dépannage**, page 17.





Une séquence de mesures comprend six mesures.


Conseil : Vous pouvez également effectuer la séquence de mesures en appuyant sur le bouton de mesure  et en le maintenant appuyé jusqu'à ce que les six mesures aient été prises.




Lorsque les six mesures ont été prises avec succès, l'appareil émet un bip plus long, le témoin de la base de la sonde s'éteint et le résultat s'affiche sur l'écran.




Appuyez une fois sur le bouton Mesure  et effectuez la mesure sur l'autre œil.




Avant d'effectuer la mesure, allongez-vous un instant.




Allongez-vous confortablement sur le dos en plaçant un coussin sous la nuque. Regardez droit devant.




Évitez de basculer la tête vers l'arrière.



Placez le tonomètre à un angle de 90 ° par rapport à votre visage et effectuez la mesure comme indiqué précédemment.





















Après avoir effectué une mesure réussie, appuyez une fois sur le bouton Mesure (▶) et effectuez la mesure sur l'autre œil.





Si une erreur survient, le témoin de la base de la sonde clignote en rouge. L'écran et les bips indiquent la source de l'erreur.

Regardez l'écran, appuyez une fois sur le bouton Mesure (▶), faites les corrections nécessaires et renouvelez la mesure.

Icône	Texte affiché	Son	Problème	Solution
	TROP LOIN	3 bips longs 	La sonde est trop loin de l'œil.	Appuyez une fois sur le bouton de mesure  pour acquitter l'erreur. Raccourcissez les supports du front et de la joue.
	TROP PRÈS	5 bips courts 	La sonde est trop près de l'œil.	Appuyez une fois sur le bouton de mesure  pour acquitter l'erreur. Allongez les supports du front et de la joue.
	ALIGNEMENT INCORRECT	2 bips courts 	La sonde n'était pas perpendiculaire à la cornée ou la sonde a tapé contre une paupière ou les cils.	Appuyez une fois sur le bouton de mesure  pour acquitter l'erreur. Positionnez le tonomètre de façon à ce que la sonde soit dirigée perpendiculairement vers le centre de votre œil. Gardez l'œil bien ouvert.
	RÉPÉTEZ	2 bips courts 	Un problème est survenu au niveau du mouvement de la sonde.	Appuyez une fois sur le bouton de mesure  pour acquitter l'erreur. Renouvelez la mesure.
	ERREUR DE DÉTECTION	2 bips courts 	Le capteur n'a pas pu identifier l'œil mesuré (droit ou gauche).	Appuyez sur  , puis appuyez sur  jusqu'à ce que le bon œil (droit ou gauche) s'affiche sur l'écran. Appuyez sur  ou appuyez sur le bouton de retour pour annuler la mesure.




Appuyez sur le bouton de sélection  et maintenez-le appuyé jusqu'à ce que l'appareil émette 3 bips et que l'écran s'éteigne.



Retirez la sonde et replacez-la dans son tube.



Jetez la sonde et le récipient dans une poubelle à déchets ménagers.



Vous pouvez à présent transférer les résultats de vos mesures vers le compte iCare CLINIC de votre médecin ou vers votre compte personnel dans iCare CLOUD en utilisant l'application iCare PATIENT2 sur votre appareil mobile ou le logiciel iCare EXPORT sur votre ordinateur.



Icare Finland Oy

Äyritie 22

01510 Vantaa, Finlande

Tél. +358 9 8775 1150

info@icare-world.com

www.icare-world.com



Pour des informations plus détaillées,
reportez-vous au mode d'emploi.



icare

iCare est une marque déposée d'Icare Finland Oy. Icare Finland Oy, Icare USA, Inc., iCare World Australia Pty Ltd et Centervue S.p.A. font partie du groupe Revenio et représentent la marque iCare.

Certains produits, accessoires, services ou offres ne sont pas approuvés ou proposés sur tous les marchés. De plus, l'étiquetage et les instructions approuvés peuvent varier d'un pays à l'autre. Les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet de modifications en termes de conception et de contenu de livraison, ou suite aux développements techniques continus.